




KOD KATALOGOWY	FIX-KG-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-08
CODE	FIX-KG-08
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-08



- 1. PL:** Umieść kciuk w ortezie.  
**EN:** Put the thumb in orthosis.



- 2. PL:** Zapnij rzep według wskazanego kierunku (1).  
**EN:** Fasten Velcro in the direction indicated (1).



**3. PL:** Zapnij rzepy (2 i 3).

**EN:** Fasten with Velcros (2 and 3).



**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.