


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-09
CODE	FIX-KG-09
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-09



- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę.  
**EN:** Put on the orthosis on the hand.



- 2. PL:** Zapnij rzepy (1) i (2).  
**EN:** Fasten with Velcros (1) i (2).



- 3. PL:** W razie potrzeby zapnij dodatkową osłonę łokcia.  
**EN:** If necessary, attach an additional elbow shield.



- 4. PL:** Gotowy wyrób (opcja 1 i 2).  
**EN:** Product is ready to use (option 1 and 2).