


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-02
CODE	FIX-KG-02
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-02



- 1. PL:** Umieść kciuk w ortezie i zapnij według wskazanego kierunku.
EN: Put the thumb in orthosis and fasten according to the indicated direction.



- 2. PL:** Zapnij rzep.
EN: Fasten with Velcro.
- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.