


KOD KATALOGOWY	FIX-KD-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-04
CODE	FIX-KD-04
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-04



1. **PL:** Przyłóż ortezę do nogi.
EN: Place the brace on the leg.



2. **PL:** Zapnij rzepy (1) i (2).
EN: Fasten the Velcro closures (1) and (2).



3. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.