

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-07
CODE	FIX-KD-07
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-07



1. **PL:** Załóż ortezę na nogę.  
**EN:** Place the brace on the leg.



2. **PL:** Za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym.  
**EN:** Using the grip handles, pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut.



3. **PL:** Zapnij pasy krzyżowe ACL.  
**EN:** Fasten the ACL straps.





4. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.