

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-07
CODE	FIX-KD-07
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-07



- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Place the brace on the leg.



- 2. PL:** Za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym.
EN: Using the grip handles, pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut.



- 3. PL:** Zapnij pasy krzyżowe ACL.
EN: Fasten the ACL straps.





4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.