



KOD KATALOGOWY	FIX-KG-13
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-13
CODE	FIX-KG-13
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-13



1. **PL:** Załóż ortezę na rękę.
EN: Put on the orthosis on the hand..



2. **PL:** Zapnij rzep.
EN: Fasten with Velcro.



3. **PL:** Przepleć pasek przez klamerkę i zapnij na rzep.
EN: Interlace the strap through the buckle and fasten with Velcro.



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.