



KOD KATALOGOWY	FIX-T-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	FIX-T-02
CODE	FIX-T-02
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	FIX-T-02



1. **PL:** Załóż ortezę na ramiona.  
**EN:** Put the orthosis on your shoulders.



2. **PL:** Zapnij pasy dolne (1,2)  
**EN:** Fasten the lower straps (1,2).



**3. PL:** Zapnij pasy górne (3,4)  
**EN:** Fasten the top straps (3,4).



**4. PL:** Odetnij zbędną długość paska.  
**EN:** Cut the needless part of strap off.



**5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.

