



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-40
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-40
CODE	FIX-KD-40
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-40

1. **PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



2. **PL:** Zapnij rzepy (1) i (2)
EN: Fasten with Velcros (1) and (2).



3. **PL:** Zapnij ósemkowe pasy docigowe (3) i (4).
EN: Fasten the Figure 8 straps (3) and (4).



4. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.