


| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | FIX-KD-04 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ |
| MODEL | FIX-KD-04 |
| | |
| CODE | FIX-KD-04 |
| TRADE NAME | LOWER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | FIX-KD-04 |



1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi.
EN: Unfasten the brace and place it on the leg.



2. PL: Zapnij rzepy (1) i (2).
EN: Fasten the Velcro closures (1) and (2).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.