

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-07
CODE	FIX-KD-07
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-07



1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na nogę.
EN: Unfasten the brace and place it on the leg.



2. PL: Za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym (1).
EN: Using the grip handles, pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut (1).



3. PL: Zapnij pasy krzyżowe ACL na rzepy (2,3) według wskazanego kierunku.
EN: Fasten the ACL straps with Velcro (2,3) in the direction shown.





4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.