



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-17
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-17
CODE	FIX-KD-17
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-17

1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym (1).

EN: Unfasten the brace and put it on your leg, keep the kneecap in the patellar donut (1).



2. PL: Zapnij rzepy w podanej kolejności (2,3,4).

EN: Fasten the Velcro straps in the following order (2,3,4).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.