



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-18
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-18
CODE	FIX-KD-18
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-18

**1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym (1).

**EN:** Unfasten the brace and put it on your leg. Keep the kneecap in the patellar donut (1).



**2. PL:** Zapnij rzepy w podanej kolejności (2,3,4).

**EN:** Fasten the Velcro straps in the following order (2,3,4).



**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.