

KOD KATALOGOWY	FIX-KG-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-04
CODE	FIX-KG-04
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-04



**1. PL:** Rozepnij ortezę, umieść kciuk (1) w wyrobie i zapnij według wskazanego kierunku.

**EN:** Unfasten the brace, put the thumb (1) in the product and fasten according to the picture.



**2. PL:** Zapnij rzep (2).

**EN:** Fasten with Velcro (2).



**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.