


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-12
CODE	FIX-KG-12
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-12




1. PL: Rozepnij ortezę i wsuń na ramię.
EN: Unfasten the brace and put it on the shoulder.



2. PL: Zapnij rzep na ramieniu (1).
EN: Fasten the shoulder Velcro (1).



3. PL: Umieść osłonę (2) pod pachą.
EN: Place the cover (2) under your armpit.



4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu, zapinając pas piersiowy z tyłu (3) i z przodu (4).
EN: Set the correct compression of the product by fastening the chest strap at the back (3) and front (4).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.