

KOD KATALOGOWY	FIX-KG-13
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-13
CODE	FIX-KG-13
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-13




**1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż na rękę.  
**EN:** Unfasten the brace and put it on the hand.



**2. PL:** Zapnij rzep stabilizujący wyrób (1).  
**EN:** Fasten the Velcro to stabilize the product (1).



**3. PL:** Przepleć pasek przez klamerkę (2) i zapnij na rzep (3).  
**EN:** Interlace the strap through the buckle (2) and fasten with Velcro (3).



**4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.