

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | FIX-KD-07               |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ  |
| MODEL          | FIX-KD-07               |
|                |                         |
| CODE           | FIX-KD-07               |
| TRADE NAME     | LOWER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL          | FIX-KD-07               |



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i załóż na nogę.  
**EN:** Unfasten the brace and place it on the leg.



- 2. PL:** Za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółrępkowym (1).  
**EN:** Using the grip handles, pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut (1).

**PL:** Uwaga! Nie należy podciągać ortozy za otwór okółrępkowy oraz górne i dolne brzegi wyrobu.  
**EN:** Warning! The orthosis should not be pulled up by the peripatellar opening or the upper and lower edges of the device.



- 3. PL:** Zapnij pasy krzyżowe ACL na rzepy (2,3) według wskazanego kierunku.  
**EN:** Fasten the ACL straps with Velcro (2,3) in the direction shown.





**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.